


FICHA DE DIAGNÓSTICO

INSTITUCIÓN RESPONSABLE: MUSEO DE ARTES DECORATIVAS		N° DE FICHA 24.83.4										
N° INVENTARIO: 24.83.4	N° REGISTRO SUR: 24-4	FOTO FINAL 										
COLECCIÓN: Mobiliario MAD												
OBJETO: Mesa con cajón en cintura.												
MATERIAL: Madera y metal												
TÉCNICA: Tallado, ensamblado, modelado y vaciado												
Dimensiones: Ancho:65.5 cm Alto: 49,3cm Profundidad: 53,0 cm.												
ESTADO DE CONSERVACIÓN:	<table border="1"> <tr> <td>MB</td> <td>B</td> <td>R</td> <td>M</td> <td>MM</td> </tr> <tr> <td></td> <td>X</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </table>	MB	B	R	M	MM		X				OBSERVACIONES:
MB	B	R	M	MM								
	X											
Evaluación visual:												
ALTERACIONES¹:												
Código	Síntoma	Soporte	Estrato superficial									
1	Abrasión											
2	Alteraciones cromáticas											
3	Amurallamiento											
4	Corrosión											
5	Craqueladuras											
6	Decoloración											
7	Deformaciones											
8	Desprendimiento											
9	Disociación											
10	Eflorescencia salina											
11	Faltante											
12	Fractura											
13	Grafiti											
14	Grietas y fisuras	x										
15	Incrustaciones											
16	Intervención inadecuada	x										
17	Manchas											
18	Hongos e insectos											
19	Parte suelta o desconectada											
20	Pátina	x										
21	Pérdida de contexto											
22	Perforaciones											
23	Quemaduras											
24	Rasgaduras											
25	Robo											
26	Vandalismo											
27	Suciedad adherida	x	x									
28	Suciedad superficial											
29	Ensamblajes y partes separadas											

¹ Según Instructivo "Criterios para la Inspección del Estado de Conservación de las Colecciones" CNCR. Versión 20130710

Responsable diagnóstico: María Angélica Carreño - Ximena Godoy
Fecha: octubre 2017

Descripción del estado de conservación:

Buen estado de conservación.

Se observa suciedad superficial y adherida.

En la cubierta se observa unión de la madera separada, manchas y rayaduras.

El contorno de la mesa presenta fisuras al igual que tres de sus cuatro patas

Se observa que tuvo una intervención anterior en una de sus patas.

El cajón de la mesa presenta una fractura, fisuras y manchas.

- Tratamiento realizado:

- Limpieza mecánica con brocha por arrastre. Limpieza química con algodón e hisopos y aguarrás vegetal con mezcla de hidrocarburos (bencina blanca) 1:2.
- Se aplica cera Cosmolloid disuelta en mezcla de hidrocarburos (bencina blanca) al 40% para atenuar las rayaduras y manchas.

Detalle del rótulo: mesa roja sobre blanco. Cajón: etiqueta de papel

Registro Fotográfico:

