

FICHA CLÍNICA N° 065

Arca 24.83.915



Artfacto

Diciembre 2017

Santiago de Chile

IDENTIFICACIÓN

N° Ficha Clínica: 065

N° de Inventario: 24.83.915

N° de Registro SUR®: 24-915

Institución Depositaria: MAD

Propietario: MAD

Nombre Preferente: Arcón

Partes: 1

Creador(es): anónimo

Fecha de creación:

IMÁGENES DE REFERENCIA



Anverso



Reverso / detalle

DIAGNÓSTICO

Antecedentes:

La pieza se encontraba almacenada en la bodega del MAD sin protección.

Sintomatología:

Presenta suciedad, rayaduras, manchas, grietas, fisuras

Estado de conservación¹ y evaluación crítica:

- Suciedad superficial y adherida.
- Presenta rayaduras en soporte y superficie
- Se observan manchas en la cubierta y en el textil del interior.
- Presenta faltantes en la parte interior de la cubierta, borde derecho.
- Presenta grieta importante en la cubierta.
- Posee grietas y orificios en la cubierta en la zona posterior del mueble; grietas y fisuras en los decorados frontales y lateral derecho.
- Se observan faltantes en uno de sus decorados frontales.
- Cuenta con una base que se presenta desprendida de la pieza. Esta base se encuentra suelta con la parte posterior desprendida.
- Se observa que hubo presencia de agentes bióticos.
- La tapa de la pieza no presenta ningún sistema de sujeción, lo que provoca que al abrir el arca, se tiende a ladear hacia atrás debido al peso de la cubierta.

¹ Basado en los criterios de Estado de Conservación publicado por CNCR y disponible en www.surdoc.cl

Propuestas de tratamiento

Propuesta de conservación

1. Limpieza mecánica con brocha por arrastre en toda la pieza.
2. Aspirado del interior de la pieza.

Propuesta de restauración.

Considerando el criterio de la mínima intervención, se propone lo siguiente:

1. Rehabilitación de la cubierta, agregando un tope (se sugiere una cinta) a ambos lados, para que se pueda abrir correctamente.
2. Consolidación de la tapa.
3. Rehabilitación de la base, unión de ésta con cola de conejo y montaje del arca sobre ella.
4. Limpieza química de la madera con algodón y aguarrás vegetal con mezcla de hidrocarburos, en proporción 1:2

REGISTRO VISUAL





RECOMENDACIONES DE CONSERVACIÓN

- Mínima manipulación de la pieza.
- Se recomienda temperatura y humedad relativa estables
- Monitoreo de la pieza de manera regular
- Limpieza regular con paño suave de algodón